

# โรงพยาบาลชุมชน

## แบบบันทึก CQI ง่าย ๆ

หน่วยงาน      หน่วยจ่ายกลาง - ชักฟอก

### ความเสี่ยง / ปัญหา

- ๑ พบ Set Sterile หมดอายุในหน่วยงาน
- ๒ ต้องใช้มือหยิบจับ Set Sterile เพื่อดูวันผลิต / วันหมดอายุบ่อย
- ๓ ได้รับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานห้องผ่าตัดเรื่องความไม่สะดวกในการตรวจสอบ และจัดเก็บ Set Sterile
- ๔ ได้รับอุบัติเหตุจากงานผู้ป่วยนอก และงานห้องคลอด เรื่องการจ่าย Set Sterile โดยไม่ได้ใช้หลัก First in first out

### เป้าหมาย

- ๑ ไม่พบว่ามี Set Sterile หมดอายุในหน่วยงาน
- ๒ มีการหยิบจับ Set Sterile เท่าที่จำเป็นจริง ๆ
- ๓ มีความสะดวกในการตรวจสอบวันผลิต วันหมดอายุของ Set Sterile ในบริเวณที่เก็บ
- ๔ มีการจัดเก็บ และแจกจ่าย Set Sterile โดยยึดหลัก First in first out

### ดัชนีชี้วัด

- ๑ จำนวน Set Sterile ที่หมดอายุในห้องเก็บ Set Sterile ในหน่วยจ่ายกลาง = ๐
- ๒ จำนวนอุบัติเหตุที่ได้รับจากหน่วยบริการเรื่องการได้รับ Set Sterile โดยไม่ยึดหลัก First in first out = ๐

### ปรับเปลี่ยน

จากเดิมการติดป้ายบ่งชี้ด้านนอก Set Sterile จะติดที่บริเวณด้านหน้า และใช้ปมเชือกที่ผูกเป็นตัวหลัก เมื่อนำ Set sterile ไปผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว ในกระบวนการเก็บ Set ในตู้ จะนำมาเรียงจากซ้ายไปขวา ป้ายบ่งชี้จะทับซ้อนกันไปเรื่อย ๆ ทำให้ไม่เห็นวันผลิต / วันหมดอายุของ Set Sterile นั้น ๆ เมื่อเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ Set Sterile ที่หมดอายุ จำเป็นต้องใช้มือหยิบจับเพื่อขยับให้เห็นวันผลิต / วันหมดอายุที่ป้ายบ่งชี้ที่ทับซ้อนกันอยู่

ปรับเปลี่ยนเป็น นำป้ายบ่งชี้มาติดที่บริเวณด้านข้างของ Set Sterile ทำให้พนักงานจ่ายกลางที่ทำหน้าที่ในการเก็บ Set Sterile ได้ตรวจสอบวันผลิต / วันหมดอายุของ Set ไปด้วยในตัว และ

### ข้อมูลก่อนทำ CQI

สภาพปัญหา	เดือน		
	ก.ย. ๔๙	ต.ค. ๔๙	พ.ย. ๔๙
๑ พบ Set Sterile หมดอายุในห้องเก็บ Set Sterile	๔	๒	๓
๒ ได้รับอุบัติเหตุจากหน่วยบริการในการจ่าย Set Sterile โดยไม่ได้ยึดหลัก First in first out	๑	๒	๒

### ข้อมูลหลังทำ CQI

สภาพปัญหา	เดือน		
	ธ.ค. ๔๙	ม.ค. ๕๐	ก.พ. ๕๐
๑ พบ Set Sterile หมดอายุในห้องเก็บ Set Sterile	๑	๐	๐
๒ ได้รับอุบัติเหตุจากหน่วยบริการในการจ่าย Set Sterile โดยไม่ได้ยึดหลัก First in first out	๐	๐	๐

### สรุปผลการดำเนินงาน

หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนการติดป้ายบ่งชี้ ทำให้มีความสะดวกต่อพนักงานจ่ายกลาง และเป็น การสนองความต้องการของลูกค้า (ห้องผ่าตัด) เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ / ตรวจสอบวันผลิต / วันหมดอายุ ของ Set Sterile ป้องกันการจัดเก็บและแจกจ่าย Set Sterile โดยไม่ได้ยึดหลัก First in first out และลดการหยิบจับ Set Sterile เพื่อตรวจสอบวันผลิต / วันหมดอายุในตู้เก็บ Set Sterile

แก้ไข/ป้องกันปัญหาได้ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐

แก้ไข/ป้องกันปัญหาไม่ได้ -

สำเนาส่งให้หน่วยงาน/คณะกรรมการ - ดำเนินการต่อวันที่ -

ลงชื่อ กาญจนา นามบุตรดี ผู้บันทึก  
(นางกาญจนา นามบุตรดี)

ตำแหน่ง วิศวกรช่างควบคุมเครื่องจักรกล

ลงชื่อ กาญจนา นามบุตรดี หัวหน้าหน่วยงาน  
(นางกาญจนา นามบุตรดี)

ตำแหน่ง วิศวกรช่างควบคุมเครื่องจักรกล

ผลการดำเนินงานหน่วยงาน/คณะกรรมการรับช่วง

.....  
.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ)

ประธาน/หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....